



وزارت بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
بهداشتی درمانی اراک

بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

کد سند:
ISH/LAB/INS/122
ویرایش: 0
تاریخ تصویب:
98/8/26
تاریخ
بازنگری: 99/8/26
صفحه:

دستورالعمل « نحوه برچسب گذاری نمونه
های آزمایشگاهی »

هدف: نمونه گیری مناسب و پیشگیری از بروز خطا در نمونه های مربوط
به هر بیمار

منابع و مراجع: دستورالعمل های آزمایشگاهی
تعاریف: ---

**شیوه انجام کار (گام های دقیق انجام کار، به ترتیب، مسئول
انجام):**

- نمونه های بیماراران بستری در بخش های بستری قبل از ارسال به
آزمایشگاه باید طبق مراحل زیر برچسب گذاری گردند:
1. برچسب گذاری روی لوله های آزمایش در بالای سر بیمار و با
پرسیدن نام و نام خانوادگی از خود بیمار انجام شود.
 2. روی برچسب ظروف حاوی نمونه حداقل دو نشانه برای شناسایی و
تعیین هویت بیمار (مانند نام و نام خانوادگی بیمار، شماره پرونده
، شماره پذیرش) تاریخ و زمان نمونه گیری، بخش، شماره تخت و نوع
و یا گروه آزمایش در مورد بیمار بستری باید ثبت گردد.
 3. قید نام نمونه گیر صرفاً برای آزمایشات ارسالی به بانک خون
جهت تعیین گروه و کراس مچ الزامی است.
 4. در صورت ذکر حداقل دو شناسه و سایر اطلاعات تعیین شده ذکر
شماره تخت الزامی نیست.
- پس از برچسب گذاری مناسب روی لوله ها نمونه با رعایت شرایط
ایمنی در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد

امکانات و تجهیزات: پرسنل آماده به کار، برچسب مناسب، ظروف
نمونه گیری

تصویب کننده:

رئیس بیمارستان

تأیید کننده:

مدیر بیمارستان

تهیه کنندگان:

صاحبان فرایند
مسئول آزمایشگاه،
مسئول بهبود کیفیت