



تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

01: ویرایش

50IN18: کد دستورالعمل

مرکز آموزشی درمانی و لیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی

عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه PCR و ژنتیک انجام می شود

مخاطبین: کلیه پرسنل آزمایشگاه

هدف: یکپارچه سازی روش ها و دستورالعمل های انجام آزمایشات و کاهش خطاهای فردی در انجام آزمایشات

با توجه اینکه آزمایش PCR در این مرکز انجام نشده و ارجاع داده میشود، فقط دستورالعمل نحوه نمونه گیری

آن تدوین شده است

- نوع نمونه: سرم یا پلاسما با ضد انعقاد غیر همپارینه
- شرایط قابل قبول نمونه: نمونه باید فاقد همولیز باشد و نیز فاقد لخته و فاقد فیبرین باشد
- نمونه باید در اسرع وقت به فریزر مخفی ۲۰- منتقل شود.

منابع:

- دستورالعمل ها و استانداردهای آزمایشگاهی

تهیه کننده / تهیه کنندگان		
فرشته شمشیری (مسئول بخش ارجاع آزمایشگاه)	مهرداد نحوی (سوپروایزر آزمایشگاه)	دکتر فرامرز دارابی (مسئول کمیته علمی آزمایشگاه)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر سید محمد جمالیان (ریاست بیمارستان)	دکتر مرضیه میرزائی (مسئول فنی آزمایشگاه)	دکتر مرضیه میرزائی (مسئول فنی میکروبیشناسی)