



تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۲۰
تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۲/۱۵
تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳
تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۲/۱۵
01: ویرایش
50 IN 34: کد دستورالعمل

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی

عنوان دستورالعمل: نظافت و گند زدایی و لکه زدایی آمبولانس

مخاطبین: رانندگان آمبولانس و پرسنل خدماتی نقلیه، مسئول بهداشت محیط

هدف:

جلوگیری از انتقال عفونت از طریق عوامل محیطی

دستورالعمل زیر بایستی توسط پرسنل خدماتی نقلیه و رانندگان آمبولانس تحت نظارت کارشناس بهداشت محیط بیمارستان به صورت زیر انجام شود:

۱. شستشو و نظافت آمبولانس ها ۳ بار در هفته الزامیست:
۲. شستشوی کف ، دیوارها ، شیشه و کلیه سطوحی که در تماس با بیمار می باشد. شستشو و نظافت صندلی ها و تخت بیمار.
۳. گندزدایی وسایل درمانی داخل آمبولانس (با محلول الکل ۷۰٪ یا اب ژاول و یا محلول ضدعفونی کننده مورد استفاده در بیمارستان)
۴. قرار دادن جعبه و باکس دستکش یکبار مصرف جهت استفاده پزشک، پرستار و نیروی خدماتی مربوطه
۵. قرار دادن ماسک بهداشتی جهت استفاده پرسنل
۶. ممنوعیت استفاده از مواد خوردنی و آشامیدنی در داخل آمبولانس
۷. عدم استعمال دخانیات
۸. شستن دستها با آب و صابون در صورت وجود آلودگی محرز و یا استفاده از محلول های الکلی بعد از تماس با بیمار یا ترشحات عفونی یا محیط اطراف بیمار
۹. در صورت حمل بیماران عفونی یا مشکوک به بیماریهای واگیر دار:
 ۱۰. استفاده از ماسک و دستکش الزامی می باشد.
 ۱۱. شستن دستها پس از اتمام کار و خروج از آمبولانس الزامی می باشد.
 ۱۲. شستن و گندزدایی کلیه سطوح ماشین طبق دستورالعمل مربوطه
۱۳. نکات قابل توجه در گندزدایی آمبولانس:
 ۱۴. تجهیزات آلوده در حداقل زمان و قبل از ماموریت بعدی باید تمیز و ضدعفونی شود.
 ۱۵. قبل از گندزدایی ، کلیه وسایل قابل حمل مانند کپسول اکسیژن ، جعبه کمک های اولیه و ... موجود در آمبولانس خارج شود.
 ۱۶. بعد از شستشو با آب و ماده شوینده می بایست کلیه قسمتها را با ماده گندزدای موجود در بیمارستان گندزدایی نمود.
 ۱۷. کلیه پسماندهای داخل آمبولانس شامل دستکش یکبار مصرف ، ماسک و ... پسماند عفونی محسوب شده و برای نگهداری موقت در سطل زباله دربدار جمع آوری شده و پس از رسیدن به مقصد از آمبولانس خارج و طبق دستورالعمل پسماندهای عفونی عمل شود.
 ۱۸. اگر ملحفه روی تخت پارچه ای است ، پس از استفاده در کیسه زرد رنگ سر بسته جمع آوری و پس از رسیدن به مقصد بلافاصله جهت شستشو و ضدعفونی به رختشویخانه بیمارستان منتقل گردد. در صورتی که ملحفه روی تخت آمبولانس یکبار مصرف است ، طبق دستورالعمل پسماندهای پزشکی (عفونی) در مورد آن اقدام شود.
 ۱۹. برای تهویه آمبولانس در صورت نیاز اگر بیمار دارای بیماری مسری بوده پنجره های کابین نیمه باز باشد و در صورت بسته بودن تصفیه کننده هوا یا سیستم تهویه فعال شود.
 ۲۰. وسایل حفاظت فردی (دستکش ، ماسک ، گان ، عینک یا محافظ صورت) برای پرسنل مربوطه باید در آمبولانس موجود باشد و بهتر است یک دست لباس ، برای تعویض لباسهای آلوده داخل آمبولانس باشد.
 ۲۱. اشیاء نوک تیز و برنده مانند سرسوزن، تیغه بیستوری وشیشه های شکسته در سفتی باکس دفع گردد.



تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۲۰
 تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۲/۱۵
 تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳
 تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۲/۱۵
 ویرایش: 01
 کد دستورالعمل: 50 IN 34

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی

عنوان دستورالعمل: نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانس

مخاطبین: رانندگان آمبولانس و پرسنل خدماتی نقلیه، مسئول بهداشت محیط

۲۳. قسمت‌های آلوده به ترشحات و خون بیمار را باید با دقت و به وسیله ماده گندزدا موجود در بیمارستان یا آب ژاول ۲٪ گندزدایی نمود.
۲۳. برانکار، تشک‌های آمبولانس و سایر سطوح باید با محلول گندزای رایج در بیمارستان روزانه، ضدعفونی شود.
۲۴. وسایل علائم حیاتی بایستی با الکل ۷۰٪ ضدعفونی و تمیز شوند.
۲۵. گندزدایی کابین آمبولانس از قسمت تمیز و سپس قسمت‌های آلوده می‌باشد و از یک نقطه شروع و در نقطه مقابل به پایان می‌رسد (از بالا به پایین).
۲۶. شستشوی سطوح بیرونی آمبولانس (در صورت وجود آلودگی ظاهری و خون و ترشحات بیمار) باید با آب و دترجنت به صورت هفتگی انجام گیرد.

توضیحات	روش گندزدایی	تجهیزات
استفاده از لوازم حفاظت فردی از قبیل ماسک، دستکش و روپوش پلاستیکی در تمامی مراحل الزامی می‌باشد.	بهتر است یکبار مصرف باشد. در غیر اینصورت بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده، روزانه داخل فاضلاب دستشویی تخلیه شود و در محلول آب ژاول (با رقت ۵۰ سی سی در یک لیتر) به مدت ۳۰ دقیقه غوطه ور و گندزدایی گردد.	باتل ساکشن
	با آب و دترجنت شسته شود.	آلودگی کف آمبولانس با مواد آلی و مواد غذایی
جهت استفاده از آب ژاول در صورتی که سطح صاف و صیقلی باشد با رقت ۲٪ (۱۰۰۰ PPM کلر قابل دسترس دارد) و در صورتی که دارای خلل و فرج باشد با رقت ۲۰٪ (۱۰۰۰۰ PPM کلر آزاد دارد)	با حوله یا پارچه یکبار مصرف یا کاغذ جاذب خون و ترشحات به صورت دورانی جمع و پاک شده و محل با آب و شوینده شسته شود سپس با محلول گندزدا میکروزد جی پی اچ ۲٪ یا آب ژاول گندزدایی شود.	مقدار کم خون و مایعات خونی کف آمبولانس
	حوله یکبار مصرف یا کاغذ جاذب روی سطح آلوده پهن نموده و موضع را بپوشانید. سپس روی کاغذ جاذب محلول آب ژاول با رقت ۲۰٪ ریخته و حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید. با حوله یکبار مصرف یا کاغذ جاذب و بوسیله ابزار مشابه انبر یا پنس یا قیچی آن را جمع کرده و پسماندها را در سطل زرد مخصوص پسماند	بیشتر از 30cc



تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۲۰
 تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۲/۱۵
 تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳
 تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۲/۱۵
 ویرایش: 01
 کد دستورالعمل: 50 IN 34

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) بهبود کیفیت و اعتبار بخشی دستورالعمل داخلی

عنوان دستورالعمل: نظافت و گند زدایی و لکه زدایی آمبولانس

مخاطبین: رانندگان آمبولانس و پرسنل خدماتی نقلیه، مسئول بهداشت محیط

	<p>عفونی جمع آوری نموده و با آب و دترجنت محل را پاک و تمیزودر پایان با محلول های ضد عفونی مجاز در بیمارستان (میکروزد جی پی اچ ۱) / آن محل را ضد عفونی نمایید.</p>		
<p>در صورت حمل بیمار عفونی و آلوده شدن سطوح به ترشحات عفونی از محلول میکروزد جی پی اچ با رقت ۱٪ (۱۰ سی سی در ۹۹۰ سی سی آب) استفاده شود.</p>	<p>در صورت پاشیده شدن مواد آلی و آلودگی به بدنه داخلی و سقف بلافاصله با آب و دترجنت شستشو شود.</p>	پنجره ها و سقف آمبولانس	
	<p>روی کمد و قسمت های داخلی آن باید با آب و محلول دترجنت پاک شود.</p>	کمد تجهیزات آمبولانس	
	<p>بهتر است یکبار مصرف باشد. باید ابتدا کاملاً شسته شده و سپس با محلول وایتکس ۱٪ / گندزدایی گردد.</p>	لگن و ظرف ادراری	
	<p>پس از برطرف نمودن آلودگی قابل رویت، در محلول گندزدای سایا سپت اچ آی با غلظت ۲٪ به مدت ۲۰ دقیقه غوطه ور و سپس آبکشی و خشک نموده مجدداً به مدت ۲۰ دقیقه در محلول اسپورسیدین و پس از آبکشی با آب استریل و خشک نمودن در جعبه نگهداری گردد. (توصیه میشود در صورت نداشتن محدودیت زمانی به مدت ۱-۵ ساعت در محلول اسپورسیدین تهیه شده غوطه ور بماند.) جعبه نگهداری تیغه های لارنگوسکوپ نیز باید بررسی شود و بعد از هر بار استفاده با سار فوسپت کوئیک گندزدایی گردد. تا موجب آلودگی مجدد تیغه ها نگردد.</p>	تیغه لارنگوسکوپ	



تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۲۰
 تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۲/۱۵
 تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳
 تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۲/۱۵
 ویرایش: 01
 کد دستورالعمل: 50 IN 34

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی

عنوان دستورالعمل: نظافت و گند زدایی و لکه زدایی آمبولانس

مخاطبین: رانندگان آمبولانس و پرسنل خدماتی نقلیه، مسئول بهداشت محیط

دسته لارنگوسکوپ	بعد از هر بار استفاده با دستمال آغشته به آب گرم و دترجنت پاک شده و سپس با اسپری سار فوسپت کوئیک گندزدایی شود.
تشک	با آب داغ و دترجنت شسته و سپس آبکشی و خشک شود.
قیچی	جهت استریل به CSR فرستاده شود.
ماسک و لوله های اکسیژن	یک بار مصرف
آمبویگها	جهت استریل به CSR منتقل شود.
کناره های برانکارد	با آب و دترجنت شستشو، آبکشی و خشک شود سپس از محلول میکروزد جی پی اچ ۱٪ یا آب ژاول ۱٪ جهت ضد عفونی استفاده شود.

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

وسایل حفاظت فردی، گندزداهای مخصوص لوازم و تجهیزات و سطوح مورد استفاده در بیمارستان

منابع:

دستورالعمل های کنترل عفونت و بهداشت محیط

تهیه کننده / تهیه کنندگان		
محمد تقی جودکی (سوپروایزر کنترل عفونت)	حدیثه محمدی (کارشناس بهداشت محیط)	الهام تقوایی (مسئول بهداشت محیط)
	ایمان فراهانی (مسئول واحد خدمات)	سهراب نجاتی (مسئول واحد نقلیه)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر سید محمد جمالیان (ریاست بیمارستان)	اعضای کمیته بهداشت محیط بیمارستان	مهندس الهام تقوایی (مسئول بهداشت محیط)