

دیال

### جدول ۳- توصیه‌های حداقلی پاک سازی و سطح گندزدایی و دفعات آن برای تجهیزات غیر بحرانی و اقلام محیطی

ملاحظات	حداقل فراوانی	حداقل تمیز سازی و سطح گندزدایی	اقلام
تمیز کردن با آب و شوینده قبل از گندزدایی	- بین مریض ها	گندزدایی سطح پایین	سنسورهای جریان هوا
قبل از استفاده بطور کامل خشک شود.	- بین مریض ها - زمانی که کثیف شد.	گندزدایی سطح پایین	مونیتور Aponea
ایده آل این است که برای هر بیمار اختصاصی باشد.	- بعد از هر استفاده - هفتگی - زمانی که کثیف شد. - بین توزادان	گندزدایی سطح پایین	تاشک (حمام- شستشو)
	- زمانی که کثیف شد.	گندزدایی سطح پایین	گهواره
	- بین بیماران	گندزدایی سطح پایین	صندلی حمام / صندلی توال ( فقط مورد استفاده یک بیمار )
	- روزانه - بین بیماران و زمانی که کثیف شد.	- گندزدایی سطح پایین	صندلی حمام / صندلی توال ( مورد استفاده چند بیمار )
- حذف فضولات و مایعات قبل از پاک سازی	- پاک سازی بعد از هر استفاده	- گندزدایی سطح پایین	تخت دستگیره جانبی (Bed rail) و ضامن تخت
- حذف فضولات و مایعات قبل از پاک سازی	- بین مریض ها	- گندزدایی سطح پایین	- تشك - تختخواب همراه مریض
		- فقط تمیز شود	لگن بیمار و فرف ادارار بیمار
		- گندزدایی سطح پایین	- استفاده تکی
			- استفاده بین بیماران

## ادامه جدول ۳

اقسام	حداقل تمیز سازی و سطح گندزدایی	حداقل فراوانی	ملاحظات
اسکنر مثانه (سونو مثانه)	گندزدایی سطح پایین	- بین مریض ها	
کافت فشارسنج	گندزدایی سطح پایین	- بین مریض ها - زمانی که کثیف می شود	ایده ال آن است که تا زمان ترخیص مریض برای همان بیمار استفاده شود.
زنگ	گندزدایی سطح پایین	- روزانه و بین مریض ها	
مانیتور قلب	گندزدایی سطح پایین	- روزانه و بین مریض ها	
- تیغ	- پاک سازی یا دور انداختن	- زمانی که کثیف می شود.	در صورتی که با خون و یا مایعات خونی در تماس است برای استریلیزاسیون ارسال گردد.
- اره	- پاکسازی	- زمانی که کثیف می شود	
صندلی	- گندزدایی سطح پایین	- روزانه و زمانی که کثیف می شود.	
ماشین مو تراش	- گندزدایی سطح پایین	- بین مریض ها	ترجیحاً تیغه آن دور انداخته شود. باید بصورت اختصاصی استفاده شود، بعد از استفاده دور انداخته شود.
گیره ناف	-	-	
عکس تشخیصی متحرک- ماشین	- گندزدایی سطح پایین	- زمانی که کثیف می شود.	- ایده ال باید پوشیده باشد.
- متحرک- قاب عکس	- گندزدایی سطح پایین	- زمانی که اتاق ایزووله استفاده می شود	
دابلر - مبدل ها	- گندزدایی سطح پایین	- بعد از هر استفاده	- سریعاً بعد از استفاده برای حذف با قیمانده ژل مورد استفاده در اولتراسوند پاک گردد.
- پراب ها	- گندزدایی سطح پایین	- بعد از هر استفاده	- پراب که با غشای مخاطی در تماس است احتیاج به گندزدایی سطح بالا دارد.

## ادامه جدول ۲

اقلام	حداقل تمیز سازی و سطح گندزدایی	حداقل فراوانی	ملاحظات
ماشین ECG و کابل ها	گندزدایی سطح پایین	بین مریض ها	باید بصورت شخصی استفاده شود.
ماشین ریش تراش الکتریکی	گندزدایی سطح پایین	در صورت نیاز	بعد از هر استفاده
گلیکوومتر (ستجش قند)	گندزدایی سطح پایین	هر ۳ ماه	بطور کامل شسته شود.
ماشین بیخ ساز سطح داخلی	گندزدایی سطح پایین	هر ۳ روز	سطح خارجی
داخل وریدی	گندزدایی سطح پایین	- بین مریض ها - زمانی که کثیف می شود. - هفتگی	- زمانی که کثیف می شود.
گهواره	گندزدایی سطح پایین	- زمانی که کثیف می شود.	
دستگاه مخصوص معاینه حنجره (لارینگوسکوپ)	- گندزدایی سطح پایین - گندزدایی سطح بالا	- بین مریض ها - بین مریض ها	- دسته - تیغه
ظروف اندازه گیری (ادرار)	- تمیز کردن	- پس از هر بار استفاده	یک ظرف برای هر مریض، برچسب گذاری شود.
- استفاده تکی	- گندزدایی سطح پایین	- پس از هر بار استفاده	
- استفاده چند بیمار			
اسباب معاینه ته چشم (بینایی سنج)	گندزدایی سطح پایین	- بین مریض ها	
تجهیزات ارتوپدی	گندزدایی سطح پایین	- بین مریض ها	- عصای زیر بغل، کششی

ملاحظات	حداصل فراوانی	سطح گندزدایی	اقلام
اگر بصورت انفرادی استفاده می شود، بعد از استفاده دور انداخته شود. - برای تمیز کردن به دستور العمل کارخانه سازنده مراجعه شود.	- بین مریض ها - بین مریض ها - بین مریض ها	- گندزدایی سطح پایین دور انداخته شود یا گندزدایی سطح بالا دور انداخته شود یا گندزدایی سطح بالا	اتوسکوب (گوش بین) - دسته - اسپکولوم گوش - نوک غربالگری اتو آکوستیک
در صورت داشتن درز و شکاف دور انداخته شود.	روزانه و بین مریض ها	گندزدایی سطح پایین	پراب اکسی مترا (اکسیژن سنج)
شستشو	- بین مریض ها و زمانی که کثیف می شود	گندزدایی سطح پایین	بالشت
	- بین مریض ها و زمانی که کثیف می شود.	پاک سازی	نگهدارنده دست و پا به تخت
	- پس از هر بار استفاده	گندزدایی سطح پایین	برانکارد
- ایده ال استفاده از گوشی اختصاصی - اگر بطور مشترک استفاده می شود، قطعات گوشی گندزدایی شود.	- پس از هر بار استفاده	گندزدایی سطح پایین	استوسکوب (گوشی پزشکی)
محصولات با پایه کلر و ید ممکن است به سطوح لوله آسیب برساند.	- بین مریض ها و زمانی که کثیف می شود.	گندزدایی سطح پایین	ماشین های مکش
استفاده از گندزدایی سطح بالا برای پرآب هایی که با غشاء موکوسی در تماس است.	- پس از هر بار استفاده	گندزدایی سطح پایین	تجهیزات حمل و نقل بیمار: والکر وبلچر
	- پس از هر بار استفاده	گندزدایی سطح پایین	وان
	- بین مریض ها	گندزدایی سطح پایین	مبدل های التراسوند

## جدول ۴- نمونه برنامه زمان بندی (توالی) تعییز کردن با توجه به اختصار آنودگی، پتانسیل مواجهه و

### حساسیت جمعیت

ردیف	محل	توالی
۱	واحد پذیرش اتوخیص	- پاک سازی طبق برنامه ثابت - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۲	کالبد شکافی	- پاک سازی حداقل یک بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۳	واحد سوختگی	- پاک سازی حداقل یک بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۴	بخش استندکلاری و آرژیو گرافی	- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۵	واحد شیعی درمانی	- پاک سازی حداقل یکبار در روز - پاکسازی اخلاقی در صورت نیاز
۶	سینوسکوبی	- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۷	اتاق درمان دندان	- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۸	اتاق عکس بوداری	- پاک سازی طبق برنامه ثابت - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۹	نهارخوری / کafe تریا و بخش های آماده سازی حقنا	- پاک سازی حداقل یکبار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۱۰	آتو کار دیجیو گرافی	- پاک سازی طبق برنامه ثابت - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۱۱	اورژانس	- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۱۲	بخش فراوری تجهیزات	- پاک سازی حداقل یک بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۱۳	هسوبالیز - استکاه دیبالیز	- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۱۴	هسوبالیز - قسمت های دیگر بخش دیبالیز	- پاک سازی حداقل یک بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۱۵	مراقبت های ویژه (ICU)	- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز
۱۶	از مایشگاه	- پاک سازی حداقل یک بار در روز - پاک سازی اخلاقی در صورت نیاز

## ادامه جدول ۴

ردیف	محل	توالی
۱۷	اتاق زایمان	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۱۸	رختشوی خانه- ملحقه کثیف	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی حداقل یک بار در روز</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۱۹	پزشکی هسته ای	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی طبق برنامه ثابت</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۰	شیر خوارگاه	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی طبق برنامه ثابت</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۱	بخش اداری	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی طبق برنامه ثابت</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۲	اتاق عمل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۳	اتاق بستری بیمار	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی حداقل یک بار در روز</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۴	داروخانه، بخش ساخت داروی ترکیبی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی حداقل یک بار در روز</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۵	فیزیوتراپی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی حداقل یکبار در روز</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۶	اتاق درمان	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۷	فضاهای عمومی- راهرو، آسانسور، کتابخانه، لابی، اتاق جلسات	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی طبق برنامه ثابت</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۸	درمان تنفسی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>
۲۹	واحد پیوند	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پاک سازی بعد از هر استفاده (بیمار) و حداقل دو بار در روز</li> <li>- پاک سازی اضافی در صورت نیاز</li> </ul>