



تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۲۵

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

ویرایش: 01

کد دستورالعمل: 50IN67

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی

عنوان دستورالعمل: گندزدایی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجدد

مخاطبین: کلیه پرسنل واحد استریلیزاسیون

هدف: حصول اطمینان از ضد عفونی موثر و ایمن وسایل قبل از استریلیزاسیون و حفظ ایمنی بیمار

این دستورالعمل بایستی توسط پرسنل CSR تحت نظر مسئول واحد به صورت زیر رعایت گردد:

۱. پرسنل CSR قبل از شروع شستشوی ابزار خود را به دستکش ضد آب بلند، ماسک، عینک یا شیلد صورت مجهز نمایند.
 ۲. پرسنل CSR در ابتدا کلیه وسایل را در سینک غوطه وری آب قرار داده و سپس با استفاده از برس نرم پلاستیکی و واتر جت، خون، بتادین و ترشحات موجود بر روی وسایل را شسته و سپس آبکشی و خشک کنند.
 ۳. پرسنل CSR سپس وسایل را در محلول های گندزدا به مدت معین غوطه ور کنند.
 ۴. پرسنل CSR وسایل را بعد از خارج کردن از محلول گندزدا مجدداً آبکشی و در صورت نیاز به استریلیزاسیون پک نمایند.
- ★ غلظت محلول گندزدا، زمان غوطه وری و وسایل در آن و مدت پایداری محلول وابسته به دستور ابلاغی از طرف شرکت سازنده آن می باشد. در صورت آلودگی محلول با خون یا ترشحات، تغییر رنگ و آلودگی واضح، محلول تعویض می گردد.
- ★ محلول های گندزدای سطح بالا دارای قابلیت استریلیزاسیون می باشند.

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

وسایل حفاظت فردی، برس های شستشو، واتر جت، محلول های گندزدا

منابع:

کتاب راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی، تجربه بیمارستان

تهیه کننده / تهیه کنندگان		
زهره ابراهیم آبادی (پرسنل اتاق عمل)	اکرم سادات موسوی نیا (پرسنل CSR)	رفیعه کاوند (پرسنل CSR)
	محمد تقی جودکی (سوپروایزر کنترل عفونت)	اسفندیار تهوری (مسئول اتاق عمل و CSR)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر سید محمد جمالیان (ریاست بیمارستان)	اعضای کمیته کنترل عفونت بیمارستان	محمد تقی جودکی (سوپروایزر کنترل عفونت)