

کد سند: ISH/PRO/INC/ 23
ویرایش: 03
تاریخ تصویب: 95/06/20
تاریخ آخرین بازنگری: 98/08/26
تاریخ بازنگری بعدی: 99/06/30
صفحه: /

بیمارستان امام سجاد (ع) اشتیان

فرآیند ساکشن کردن بیمار متصل به ونتیلاتور



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی اراک

فرآیند ساکشن کردن بیمار متصل

بررسی وضعیت تنفسی بیمار توسط پرستار و تشخیص نیاز به ساکشن کردن

شستشو و ضد عفونی کردن دستها و پوشیدن دستکش توسط پرستار و آماده کردن وسایل ساکشن و آمبویگ و گذاشتن

پوشیدن گان و ماسک

دادن اکسیژن 100% با دستگاه به مدت 2

پوشیدن دستکش استریل توسط پرستار در دست غالب و با استفاده از دست غیر غالب جهت تنظیم فشار

جدا کردن بیمار از دستگاه و شروع ساکشن به صورت چرخشی انجام توسط پرستار و هر بار ساکشن بیش از

ارزیابی وضعیت پالس اکسیمتری و مانیتورینگ بیمار در حین ساکشن توسط پرستار و اجازه استراحت به بیمار قبل از ساکشن بعدی

وصل بیمار به دستگاه بعد از پاسکازی راه هوایی و دادن اکسیژن

جمع آوری وسایل ساکشن و جداسازی

قرار دادن بیمار در وضعیت

خارج کردن دستکش و انداختن در سطل زباله عفونی و شست و شو و ضد عفونی کردن

ثبت کلیه اقدامات و مشاهدات و یافته های بیمار در پرونده توسط پرستار علت ساکشن-زمان ساکشن-مقدار و قوام و رنگ و غلظت ترشحات- مشکلات پیش

آیا بیمار آریتمی

بلی

خیر

قطع ساکشن و هاپیر ونتیله کردن بیمار با

ساکشن مجدد در صورت نیاز توسط

مانیتورینگ بیمار

تصویب کننده:

رئیس بیمارستان

تایید کننده:

مدیر بیمارستان

تهیه کنندگان

مترون. کنترل عفونت. بهبود