



<p align="center"><b>بیمارستان والفجر تفرش</b></p>		
<p align="center"><b>عنوان روش اجرایی: گنزدایی و استریل اقلام خاص حساس به حرارت</b></p>		
<p align="center"><b>تاریخ تدوین: 1396/08/01</b>  <b>تاریخ ابلاغ: 1396/08/07</b>  <b>تاریخ آخرین بازنگری: 1397/08/01</b></p>	<p align="center"><b>دامنه روش اجرایی مدون : اتاق عمل،</b>  <b>کد روش اجرایی مدون: PRO-SC-۱</b>  <b>صفحه: ۱ از ۱</b></p>	
<p align="right"><b>تعاریف:</b></p>		
<p align="right"><b>هدف:</b></p>		
<p align="right"><b>منابع و مراجع:</b></p> <p>۱- معصومی اصل، حسین و همکاران، راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی، تهران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت بیماریها، چاپ دوم، ۱۳۸۶</p> <p>۲- دستورالعمل "استریلیزاسیون فوری" ابلاغی وزارت بهداشت طی نامه شماره ۴۰۹/۱۰۷۶۵۷</p>		
<p align="right"><b>مسئولیت ها و اختیارات: پرسنل اتاق عمل ،</b></p>		
<p align="right"><b>شیوه انجام کار:</b></p> <p>۱- مسئول بخش باتوجه به اعمال جراحی قابل انجام در اتاق عمل مربوطه لیستی از ابزار تک پیچ تهیه و در دسترس کلیه پرسنل اتاق عمل قرار داده است.</p> <p>۲- پرستار اسکراب از پرستار سیرکولر، در صورت غیر استریل شدن وسایل داخل ست در حین انجام عمل جراحی توسط پزشک جراح/دستیار، وسایل تک پیچ را درخواست می نماید.</p> <p>۳- پرستار سیرکولر وسایل تک پیچ را از CSR می آورد.</p> <p>۴- پرستار سیرکولر وسایل تک پیچ را از پوشش استریل باز کرده و تحویل پرستار اسکراب می نماید.</p> <p>۵- پرستار اسکراب وسایل تک پیچ را تحویل جراح می دهد.</p> <p>توضیح: در این مرکز افرادی که به عنوان پرستار سیرکولر یا اسکراب در اتاق عمل فعالیت می کنند دارای مدرک کارشناسی اتاق عمل یا پرستار می باشند.</p>		
<p align="right"><b>مستندات مرتبط:</b></p> <p><b>**باتوجه به موجود نبودن دستگاه استریلایزر فوری در این مرکز و ارجحیت استفاده از وسایل تک پیچ نسبت به استریلیزاسیون اضطراری وسایل/ابزار جراحی، تامین فوری اقلا خاص به صورت استریل فقط به صورت استفاده از وسایل تک پیچ مقدور می باشد.</b></p>		
<p align="center"><b>تصویب کننده:</b>  <b>دکتر کوروش دالوندی- ریاست بیمارستان</b></p>	<p align="center"><b>تایید کننده:</b>  <b>علی سلگی- (مدیریت بیمارستان) کارشناس بهداشت محیط</b></p>	<p align="center"><b>تهیه کننده:</b>  <b>محسن رضایی- سرپرست اتاق عمل</b></p>
		