



دانشگاه علوم پزشکی اراک
مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)
عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه PCR و ژنتیک
انجام می شود

تاریخ اولین ابلاغ : 1395/10/12
تاریخ آخرین بازنگری : 1404/02/27
تاریخ بازنگری بعدی: 1405/02/27
کد سند IN/LS/10/04

عنوان:

دستورالعمل نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه PCR و ژنتیک انجام می شود.

دامنه:

واحد آزمایشگاه

هدف:

یکپارچه سازی روش ها و دستورالعمل های انجام آزمایشات و کاهش خطاهای فردی در انجام آزمایشات

فرد پاسخگو: روش ارزیابی:

مسئول فنی آزمایشگاه، سوپروایزر و کارکنان آزمایشگاه، ارزیابی از طریق مشاهده، مصاحبه و مستندات

روش اجرا:

با توجه اینکه آزمایش PCR در این مرکز انجام نشده و ارجاع داده میشود، فقط دستورالعمل نحوه نمونه گیری آن تدوین شده است:

- نوع نمونه: سرم یا پلاسما با ضد انعقاد غیر هپارینه
- شرایط قابل قبول نمونه: نمونه باید فاقد همولیز و نیز فاقد لخته و فاقد فیبرین باشد
- نمونه باید در اسرع وقت به فریزر منفی 20- منتقل شود.

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

تجهیزات آزمایشگاه

منابع:

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران، ویرایش پنجم، 1401

جزوات منتشر شده و الزامات مربوط به مستندسازی آزمایشگاه مرجع سلامت

الزامات مستندسازی و کتاب جامع آزمایشگاهی

تهیه کننده/ تهیه کنندگان		
کریم حیدری نیک (مسئول بخش ارجاع آزمایشگاه)	مهرداد نحوی (سوپروایزر آزمایشگاه)	دکتر فرامرز دارابی (مسئول فنی بیوشیمی و مسئول آموزش آزمایشگاه)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر رضا شجاعی (ریاست بیمارستان)	دکتر فرزانه داداشی قرتکلائی (مسئول فنی آزمایشگاه)	دکتر فرزانه داداشی قرتکلائی (مسئول فنی آزمایشگاه)